МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

« »	2019 г.
	О.Ю. Долматов
Директор ИЯТШ	
УТВЕРЖДАЮ	

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ЦИРКОНИЯ. ЙОДАТНЫЙ МЕТОД ОБЪЕМНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИРКОНИЯ В РУДАХ

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Составители Г.Н. Амелина, И.И. Жерин

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

В виде оксида цирконий впервые получил М. Г. Клапрот а 1789 г., он выделил его драгоценного камня циркона

Металлический цирконий, загрязненный примесями, получил в 1829 г. швед И. Я. Берцелиус, восстанавливая фтороцирконат калия K_2ZrF_6 металлическим натрием:

$$K_2ZrF_6 + 4Na = Zr + 2KF + 4NaF$$
.

Этот цирконий имел много примесей, был хрупким, не поддавался механической обработке и не смог найти практического применения. Чистый металлический цирконий был получен только в 1925 г. А. ван Аркелем и И. де Буром методом термической диссоциации тетраиодида циркония ZrI₄. Этим способом был получен металлический цирконий, поддающийся обработке – ковке, вальцовке, прокатке – примерно так же легко, как медь. В настоящее время чистый металл получают также восстановлением тетрахлорида циркония Мg, Na, Са; восстановлением фтороцирконатов щелочных металлов алюминием; электролизом расплавленных фторидов или хлоридов.

Содержание в земной коре 0.02% масс., он более распространен, чем Ni, Cu, Pb, Zn. В свободном виде Zr не встречается, образует более 30% минералов, из которых важнейшими являются циркон $ZrSiO_4$ и бадделеит ZrO_2 . Цирконий входит также в состав ряда минералов, большей частью содержащих редкоземельные элементы. Ассоциация циркония с ними объясняется близостью атомных радиусов. Цирконий изоморфно замещает Ti, Th и Fe^{2+} . Для циркония характерна большая рассеянность, он содержится в подавляющем большинстве горных пород.

В составе природного циркония пять стабильных изотопов: Zr^{90} (51,46 %), Zr^{91} (11,23 %), Zr^{92} (17,11 %), Zr^{94} (17,40 %), Zr^{96} (2,8 %).

Искусственным путем получено пять радиоактивных изотопов, из которых наибольшее значение имеет изотоп Zr^{95} с периодом полураспада $T_{1/2}=63\,$ дня, используется как радиоактивный индикатор. Поперечное сечение захвата тепловых нейтронов для природной смеси изотопов $0.18\pm0.02\,$ барн.

1.2. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИРКОНИЯ

Основное применение металлического циркония, очищенного от гафния, – конструкционный материал в ядерной энергетике, главным образом – для оболочек твэлов. Это обусловлено малым сечением захвата нейтронов и высокой коррозионной стойкостью сплавов циркония с некоторыми легирующими добавками. Например, сплав «циркаллой 2» с 1,3–1,6 % Sn; 0,07–0,2 % Fe, 0,05–0,16 % Cr; 0,03–0,07 % Ni; «озгенити» с содержанием Sn, Fe, Ni, Nb 0,5–1,5 %. Цирконий входит в состав ряда сплавов (на основе магния, титана, никеля, молибдена, ниобия и других металлов), используемых как конструкционные материалы, например, для ракет и других летательных аппаратов. Из сплавов циркония с ниобием делают обмотки сверхпроводящих магнитов.

Цирконий используют в качестве коррозионностойкого материала в химическом машиностроении, из него изготавливают ответственные узлы химических реакторов, искусственные суставы и протезы.

В металлургии применяют цирконий для легирования и раскисления стали и удаления из нее азота и серы. Порошкообразный Zr применяют в пиротехнике и в производстве боеприпасов.

Диоксид циркония ZrO₂ и циркон применяются для изготовления огнеупоров, высокотемпературной керамики, эмалей некоторых К числу наиболее специальных стекол. распространенных пьезокерамических материалов (пьезокерамики) относится группа цирконата-титаната свинца. В металлокерамических материалах (керметах) металлическим составляющим является цирконий, а керамическим – его оксид ZrO₂. При производстве генераторных ламп проволока из циркония служит геттером.

Сульфат циркония используют как дубитель в кожевенной промышленности.

2. СВОЙСТВА ЦИРКОНИЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ

2.1. ФИЗИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИРКОНИЯ

Цирконий — элемент IV группы периодической системы Д.И. Менделеева, его атомный номер 40 и атомный вес 91,224.

Металлический цирконий по внешнему виду похож на титан. Компактный цирконий — металл бледно-серого («стального») цвета, порошкообразный — серого цвета.

Чистый цирконий по механическим свойствам похож на медь и легко поддается механической обработке: прокатке, штамповке и т.д.

Некоторые свойства циркония приведены в таблице 1.

Цирконий принадлежит подгруппе титана (титан, цирконий, гафний) и относится к числу переходных элементов, у которых идет заполнение d-оболочки предыдущего электронного уровня:

$$_{40}Zr^{41,22} - 4d^25s^2$$
.

Такое строение внешних электронных оболочек обусловливает наиболее устойчивую валентность циркония +4. Соединения двух- и трехвалентного циркония малоустойчивы и являются сильными восстановителями.

Таблица 1 Некоторые свойства циркония

свойства	Zr
1. Атомный номер Z	40
2. Атомная масса	91,22
3. Атомный объем,	14,6
см3/г-атом	

4. Стабильные изотопы	90, 91, 92,
5. Распространенность в земной коре, % масс.	94, 96
5. Плотность, г/см3	0,02
6. Температура плавления, °С	6,52
7. Температура $\alpha \leftrightarrow \beta$, °С	1852±10
8. Температура кипения, °С	862
9. Атомный радиус, Å	3600
10. Ионный радиус, Å:	
Me^{2+}	_
Me^{3+}	_
Me ⁴⁺	0,86
11. Энергия ионизации, эВ:	
$Me^0 \rightarrow Me^+ + e^-$	6,84
$Me^+ \rightarrow Me^{2+} + e$	13,13
$Me^{2+} \rightarrow Me^{3+} + e$	22,99
$Me^{3+} \rightarrow Me^{4+} + e$	34,36
\sum	77,32
12. Электродный потенциал Е298, В	$Zr^{4+}/Zr^0 = -1,56$
13. Сечение захвата тепловых нейтронов, барн	0,18

По своим химическим свойствам цирконий ближе к гафнию Hf, чем к титану, это объясняется исключительной близостью атомных и ионных радиусов циркония и гафния. Разница в свойствах Zr и Hf очень невелика. У гафния металлические связи проявляются несколько ярче (сильнее), чем у циркония, и его соединения менее склонны к гидролизу и комплексообразованию. Химически цирконий активнее, но при этом почти нет реакций, в которые вступал бы один элемент и не вступал другой.

В природе гафний практически всегда сопутствует цирконию, что усложняет процесс их разделения.

2.2. СОЕДИНЕНИЯ ЦИРКОНИЯ

При комнатной температуре цирконий устойчив к действию газов, но при температуре в несколько сот градусов он легко взаимодействует с водородом (при 300 °C), кислородом и азотом (выше 400 °C).

Цирконий активно поглощает водород с образованием твердых растворов и гидридов ZrH и ZrH $_2$. При 20-400 °C 1 г циркония поглощает около 240 см 3 водорода. При более высоких температурах поглощение

водорода снижается. При 1200–1300 °C в вакууме гидриды диссоциируют и весь водород может быть удалён из металла. Таким способом можно получить мелкодисперсный порошок металлического циркония.

Скорость взаимодействия с кислородом зависит его дисперсности (размера зёрен): компактный цирконий медленно начинает окисляться в интервале температур 200–400 °C, покрываясь плёнкой диоксида циркония ZrO₂; выше 800 °C энергично взаимодействует с кислородом воздуха. Порошкообразный металл пирофорен, может воспламеняться на воздухе при обычной температуре.

С азотом цирконий образует при 700–800 °C нитрид ZrN.

С углеродом взаимодействует при температуре выше 900 °C с образованием карбида ZrC.

Карбид циркония и нитрид циркония — твёрдые тугоплавкие соединения; карбид циркония — полупродукт для получения хлорида ZrCl₄.

Со фтором цирконий вступает в реакцию при обычной температуре, а с хлором, бромом и йодом при температуре выше 200 °C, образуя высшие галогениды ZrHal₄ (где Hal – галоген).

Цирконий устойчив в воде и водяных парах до 300 °C, при более высоких температурах (примерно с 700 °C) начинается экзотермическая реакция

$$Zr + H_2O \rightarrow ZrO_2 + H_2\uparrow$$
.

Эта реакция имеет важное значение при развитии аварий в ядерных реакторах с водным теплоносителем и/или замедлителем.

Не реагирует с соляной и серной (до 50 %) кислотами, а также с растворами щелочей (цирконий – единственный металл, стойкий в щелочах, содержащих аммиак). С азотной кислотой и царской водкой он взаимодействует при температуре выше 100 °C. Растворяется в плавиковой и горячей концентрированной (выше 50 %) серной кислотах. Из кислых растворов могут быть выделены соли соответствующих кислот разного

состава, зависящего от концентрации кислоты. Так, из концентрированных сернокислых растворов циркония осаждается кристаллогидрат $Zr(SO_4)_2 \cdot 4H_2O$; из разбавленных растворов — основные сульфаты общей формулы $xZrO_2 \cdot ySO_3 \cdot zH_2O$ (где x:y>1). Сульфаты циркония при 800-900 °C полностью разлагаются с образованием диоксида циркония. Из азотнокислых растворов кристаллизуется $Zr(NO_3)_4 \cdot 5H_2O$ или $ZrO(NO_3)_2 \cdot xH_2O$ (где x=2-6), из солянокислых растворов — $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$, который обезвоживается при 180-200 °C.

В водных растворах цирконий гидролизуется, проявляет склонность к образованию большого количества комплексных и полимерных соединений. Гидролиз протеает ступенчато и состояние иона циркония зависит от конкретных условий:

$$Zr + H_2O \leftrightarrow Zr(OH)^{3+} + H^+;$$

 $Zr(OH)^{3+} + H_2O \leftrightarrow Zr(OH)_2^{2+} + H^+;$
 $Zr(OH)_2^{2+} + H_2O \leftrightarrow Zr(OH)_3^{+} + H^+;$
 $Zr(OH)_3^{+} + H_2O \leftrightarrow Zr(OH)_4 + H^+.$

Гидролиз циркониевых соединений оказывает определенное влияние на свойства растворов и наряду с комплексообразованием играет значительную роль в аналитической химии циркония. В водных растворах солей циркония в результате гидролиза вместе с ионами Zr^{4+} будут присутствовать цирконил-ионы ZrO^{2+} (оксокатионы), цирконат-ионы ZrO_3^{2-} , а также, в зависимости от природы аниона, различные комплексные соединения. Разные ионы циркония в растворе с разной скоростью взаимодействуют с реагентами, образуя неодинаковые продукты реакции.

Цирконий образует комплексные соединения с большим количеством реагентов: с галоидоводородными кислотами и особенно их солями $[ZrHal_6]^{2-}$; с органическими кислотами (винная¹, щавелевая², лимонная, янтарная,

 $^{^{1}}$ [ZrO(C₄H₄O₆)₂] $^{2-}$

 $^{^{2}}$ [ZrO(C₂O₄)₂] $^{2-}$

малеиновая и др.), с ЭДТА и трилоном-Б, с неорганическими кислотами (ортофосфорная, ортоборная, серная, метакремниевая), с пероксидом водорода.

Большое значение в аналитической химии циркония имеют фторидные и сульфатные комплексы циркония: ZrF^{3+} , ZrF_2^{2+} , ZrF_3^{+} ; $ZrSO_4^{2+}$, $Zr(SO_4)_3^{2-}$.

СОЕДИНЕНИЯ ЦИРКОНИЯ С КИСЛОРОДОМ

Оксид циркония

Цирконий образуют оксид состава ZrO₂. Это вещество белого цвета с высокой температурой плавления (2690 °C). В природе существует в виде минерала бадделеита. В лабораторных условиях может быть получена прокаливанием гидроксида циркония или его солей.

Стабильный диоксид существует в трех кристаллических модификациях.

Диоксид циркония не растворим в воде, в растворах большинства кислот и щелочей.

Химические свойства зависят от температуры прокаливания. Полученная при температурах до 600 °C, не растворяется в разбавленных минеральных кислотах, но может быть растворена при длительном кипячении в концентрированной серной кислоте (лучше в присутствии сульфата аммония) и в в горячей плавиковой кислоте:

$$ZrO_2 + 6HF \rightarrow ZrF_6^{2-} + 2H^+ + 2H_2O.$$

Диоксид циркония, полученный прокаливанием выше 1000 °C, практически не растворяется даже в кипящей серной кислоте, но медленно растворяется в концентрированной плавиковой кислоте, легко переходит в растворимое соединение при сплавлении с кислыми фторидами, кислыми сульфатами щелочных металлов, сульфатом аммония, щелочами, перекисью натрия при 450-600 °C:

$$ZrO_2 + 4KHF_2 \rightarrow K_2ZrF_6 + KF + H_2O\uparrow$$
,

$$ZrO_2 + 2KHSO_4 \rightarrow Zr(SO_4)_3 + K_2HSO_4 + H_2O\uparrow$$

$$ZrO_2 + 3(NH_4)_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_3[Zr(OH)(SO_4)_3] + 3NH_3\uparrow + H_2O\uparrow.$$

Соли циркония или его гидроксид переводят в диоксид при прокаливании при 1000-1200 °C. ZrO_2 не гигроскопична и может служить весовой формой при гравиметрическом определении циркония.

Двуокись циркония имеет слабоосновный характер. Её амфотерные свойства выражены слабо, поэтому она заметно не реагирует с водными растворами щелочей. При сплавлении со щелочами образуется цирконат:

$$ZrO_2 + 2KOH \rightarrow K_2ZrO_3 + H_2O$$
.

Цирконат можно рассматривать как соль слабой циркониевой кислоты. Под действием воды он гидролизуется с образованием гидроокиси циркония:

$$K_2ZrO_3 + H_2O \rightarrow Zr(OH)_4 \downarrow + 2KOH.$$

Гидроокись циркония

Гидроокись циркония применение нашла В технологии И аналитической химии циркония. При добавлении растворов аммиака и щелочей к растворам солей циркония образуются гелеобразные осадки переменного состава $ZrO_2 \cdot xH_2O$. Гидроокись образуется также при гидролизе некоторых соединений циркония. Гидроокиси приписать нельзя определенную формулу. Её можно представить как гидратированный оксид, при этом степень гидратации зависит от многих условий. Осаждение происходит уже в кислой среде и полностью заканчивается при рН = 1,88-2,47. Для осаждения гидрата оксидав Zr необходим избыток щелочи не менее, чем 2 г-экв. на 1 г-атом циркония. При меньших количествах щелочи образуются осадки, содержащие анион, например, $ZrO(OH)_{1.75}Cl_{0.25} \cdot xH_2O$. При длительном стоянии или нагревании осадок гидрата оксида циркония постепенно обезвоживается

$$ZrO_2 \cdot 2H_2O \rightarrow ZrO_2 \cdot 1, 5H_2O \rightarrow ZrO(OH)_2 \xrightarrow{\quad 290 \ ^{o}C \quad} ZrO_2.$$

Полное обезвоживание для ZrO₂ происходит при температуре 290 °C.

Свежеприготовленный гидроксид Zr хорошо растворяется в разбавленных кислотах:

$$ZrO_2 \cdot xH_2O + H_2SO_4 \rightarrow ZrOSO_4 + (x+1)H_2O.$$

При старении осадков растворимость их резко падает. Гидраты оксидов Zr плохо растворяются в щелочах.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Цель работы:

- 1. Освоить методику вскрытия и объемного определения циркония в рудах.
- 2. Определить содержание циркония в пробе.

Порядок выполнения работы:

- 1) подготовить отчет, в котором записать химические реакции по ходу работы, расставить коэффициенты в уравнениях реакций;
 - 2) ознакомиться с правилами безопасного выполнения работы;
 - 3) получить у преподавателя допуск к работе;
- 4) выполнить химические реакции в соответствии с ходом работы, указанным в методике;
- 5) рассчитать количество циркония в титруемом растворе, расчеты записать в отчет;
- 6) написать в отчете вывод о работе, в котором указать количество циркония, определенное при проведении анализа.

Йодатный метод определения циркония основан на том, что полученное при осаждении циркония йодатом калия из азотнокислой среды соединение $2Zr(IO_3)_4 \cdot KIO_3 \cdot 8H_2O$ растворяется в подкисленном растворе йодистого калия, а выделенный по уравнению

$$9~\text{IO}_3^- + 45~\text{I}^- + 54~\text{H}^+ \rightarrow 27~\text{I}_2 + 27~\text{H}_2\text{O}$$

йод оттитровывают раствором тиосульфатом натрия. Таким образом, одному атому циркония соответствует 27 атомов йода, т.е. 1 мл 0,1 N раствора тиосульфата соответствует 27 эквивалентов циркония.

Данный метод нашел применение при определении циркония в рудах, он обладает высокой чувствительностью и пригоден для определения малого количества циркония.

Реактивы:

- Проба цирконий содержащего материала (ZrO₂ диоксид циркония) порошок;
- 2) КОН гидроксид калия, хлопья;
- 3) Al алюминий металлический, порошок;
- 4) HNO₃ кислота азотная, разб. 1:2;
- 5) NH_4NO_3 аммоний азотнокислый, кристаллический;
- 6) NH_4NO_3 аммоний азотнокислый, раствор 2%;
- 7) NH_4OH гидроксид аммония, раствор конц.;
- 8) раствор №1 (100 г йодата калия KIO₃ и 333 мл концентрированной HNO₃ доводят до 1 л водой);
- 9) раствор №2 (8 г йодата калия KIO₃ и 50 мл HNO₃ концентрированной в 1 л воды);
- 10) НСІ кислота соляная, раствор 1:4;
- 11) KI калия йодид, раствор 10%;
- 12) Крахмал, раствор;
- 13) $Na_2S_2O_3$ тиосульфат натрия, раствор 1 N.

Оборудование:

- 1) тигль никелевый,
- 2) керамическая ступка и пестик,
- 3) муфельная печь,
- установка для фильтрования (колба Бунзена с тубусом, водоструйный насос, воронка Бюхнера или стеклянный фильтр с пористым дном №4, силиконовые или резиновые шланги, фильтровальная бумага),
- 5) плитка электрическая,
- 6) установка для титрования (штатив, бюретка),
- 7) чашки фарфоровые 200 мл,
- 8) стаканы 100–400 мл, палочки стеклянные,
- 9) колба коническая 500 мл.

ХОД АНАЛИЗА

- 1. Гидроксид калия КОН растереть в ступке до мелкого порошка, смешать с навеской материала, содержащего ZrO_2 , и перенести в никелевый тигль.
- 2. Тигель поместить в муфельную печь и провести сплавление в течение 30 минут при температуре $600-700^{\circ}$ C.
- 3. По окончании плавления тигель вынуть из печи, охладить до комнатной температура и растворить в 30–40 мл горячей азотной кислоты HNO₃ (1:2). Кислоту приливать в тигель небольшими порциями, образующуюся смесь переносить в стеклянный стакан (400 мл). Тигель промыть водой (5 мл), промывную воду присоединить к смеси в стакане.
- 4. Стакан со смесью прогреть на эклектической плите в течение 10 мин (при температуре около $80\,^{0}$ C) до растворения осадка.
- 5. К полученному раствору прибавляют в качестве коллектора алюминий (6–8 мг), 2 г азотнокислого аммония кристаллического.
- 6. Раствор охладить до комнатной температуры и добавлять небольшими порциями раствор гидроксида аммония для осаждения гидроксида циркония. Раствор NH_4OH приливать до прекращения образования осадка.
- 7. Осадок Zr(OH)₄ отфильтровать через бумажный фильтр и, не вынимая из воронки, промыть 2–3 раза 2% раствором азотнокислого аммония с добавлением 2–3 капель раствора гидроксида аммония.
- 8. Бумажный фильтр с осадком перенести в фарфоровую чашку, осторожно снять с него осадок гидроксида циркония стеклянной палочкой, небольшой порцией воды. Бумажный фильтр, очищенный от осадка, удалить, осадок в чашке растворить в 10–20 мл горячей азотной кислоты (1:2).

- 9. Раствор перенести в чистый стеклянный стакан (200 мл), чашку промыть водой (2–3 мл), промывные воды присоединить к раствору в стакане.
- 10. К охлажденному раствору прибавить равный объем раствора йодата раствор **№**1. Выделившийся аморфный калия осадок $2Zr(IO_3)_4 \cdot KIO_3 \cdot 8H_2O$ после отстаивания течение 45–60 В мин. отфильтровывать. Если осадок йодата циркония оставляют стоять продолжительное время (на ночь), то он кристаллизуется. Осадок на фильтре промыть 15-20 мл промывной жидкости – р-р №2 небольшими порциями в 3-4 приема.
- 11. Бумажный фильтр с осадком перенести в фарфоровую чашку, осторожно снять с него осадок гидроксида циркония стеклянной палочкой, небольшой порцией воды. Бумажный фильтр, очищенный от осадка, удалить. К осадку в чашке добавить 20 мл соляной кислоты (1:4) и 10 мл 10% раствора йодида калия. В результате химической реакции выделяется йод.
- 12. Смесь вместе с осадком полностью перенести в коническую колбу, добавить 1-2 капли раствора крахмала и выделившийся йод титровать раствором тиосульфата натрия до полного обесцвечивания раствора. Осадок йодата циркония растворяется в ходе титрования. При этом его следует измельчать стеклянной палочкой.

После окончания титрования рассчитать количество циркония, содержащегося в исходной навеске.

Коэффициент пересчета:

1 мл 0,1 N p-ра $Na_2S_2O_3$ соответствует 0,3378 мг Zr (для аморфного осадка); 0, 21 мг Zr (для кристаллического осадка).

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

- I. К любой работе можно приступать только в том случае, если все ее этапы понятны и не вызывают никаких сомнений. При возникновении какихлибо неясностей следует немедленно обратиться к руководителю.
- II. В учебных лабораторных помещениях нужно соблюдать следующие правила:
 - 1. Работать только в халате и на отведенном для этой работы месте.
- 2. Строго выполнять требования инструкции по работе с агрессивными химическими веществами.
- 3. Отработанные растворы сливать только в специально предназначенные емкости.
- 4. Для отбора всех видов растворов необходимо использовать стеклянные пипетки с резиновой грушей, автоматические пипетки-дозаторы, либо специально предназначенную для этого мерную посуду.
 - 5. Пользоваться плиткой только с закрытой спиралью.
- 6. Категорически запрещается выбрасывать в раковину несмешивающиеся с водой жидкости и твердые вещества, а также сильные яды.
- 7. Категорически запрещается пользоваться реактивами без этикеток или сомнительными.
- 8. Все работы с пылящими и летучими реактивами следует проводить в вытяжных шкафах.
- 9.При работе с ядовитыми химическими веществами необходимо обращаться очень аккуратно. Пролитые реактивы следует немедленно и тщательно убрать.
- 10. Категорически запрещается работать с огнеопасными веществами вблизи включенных горелок, спиртовок или электрических приборов. 11. Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины.
 - 12. В лаборатории запрещается курить, принимать пищу, пить.

- 13. В учебных химических лабораториях нельзя шуметь, громко разговаривать, производить резкие движения.
- 14. При выполнении работ с использованием химических реактивов необходимо соблюдать правила личной гигиены. По окончании работ необходимо тщательно вымыть руки с моющими средствами.

Лица, нарушающие данные требования, несут дисциплинарную и административную ответственность.

Литература:

1. Аналитическая химия циркония. – М.: изд. АН СССР, 1966 г.